



# Armoire de sécurité 90 minutes - 2 fûts

### **CONFORMITÉ**

#### **AVANTAGES**

- Conforme EN 14470-1 90 min, résistance 105 min
- Stockage de produits inflammables



94036000

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Référence 790+2F Code douanier
Nombre de porte(s) 2

# ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

 Bac de rétention pour 1 fût (Réf : BC1F)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
790+2F	2050 x 1502 x 903	1720 x 1350 x 827	0		0	0	622.00

