

790+2F



## Armoire de sécurité 90 minutes - 2 fûts (copie)

### CONFORMITÉ

### AVANTAGES

- Conforme EN 14470-1 90 min, résistance 105 min
- Stockage de produits inflammables



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence  
Nombre de porte(s)

**790+2F**  
**2**

Code douanier

**94036000**

### ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Bac de rétention pour 1 fût (Réf : BC1F)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
790+2F	2050 x 1502 x 903	1720 x 1350 x 827	0		0	0	622.00