


BC1F

Bac de rétention pour 1 fût

CONFORMITÉ



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence

BC1F

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| BC1F | 510 x 665 x 665 | 510 x 665 x 665 | 0 | | 0 | 0 | 0.00 |