

# Armoire de sécurité haute 1 porte EN 14470-1 90 minutes - 5 tiroirs coulissants

## CONFORMITÉ

EN 14470-1

## AVANTAGES

- Résistance au feu 105 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et EN 1363-1
- Stockage de produits inflammables

## MAIS AUSSI...

- Étagères réglables en hauteur
- Fermeture à clef
- Joints de porte thermodilatants
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- Point de fixation pour mise à la terre
- Résistance au feu de 90 minutes et testées jusqu'à 105 minutes
- Testée et homologuée à la norme FM 6050
- Testée au feu par un laboratoire d'essais français accrédité par le COFRAC



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                           |   |  |   |
|---------------------------|---|--|---|
| Référence                 | <b>794+T5</b>   | Fermeture de(s) porte(s)                 | <b>automatique</b>                                    |
| Conformité                | <b>EN 14470-1</b>                                     | Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | <b>2150 x 1200 x 800</b>                              |
| Construction de l'armoire | <b>acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé</b> | Ventilation                              | <b>Entrée et sortie d'air en toiture de l'armoire</b> |
| Couleur des portes        | <b>blanche RAL 9010</b>                               | Diamètre de ventilation (mm)             | <b>100</b>  |
| Nombre de porte(s)        | <b>2</b>  | Nombre de compartiment(s)                | <b>1</b>  |
| Type de porte(s)          | <b>battantes</b>                                      | Bac(s) de rétention                      | <b>Option</b>   |
| Charnières                | <b>droite et gauche</b>                               | Code douanier                            | <b>94032080</b>                                       |

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| 794+T5    | 1950 x 635 x 620                      | 1620 x 490 x 410                      | 130                      | Option              | 0          | 30                | 307.00     |