

C1T



Caillebotis pour armoires 761T ou 791T

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Résistance au feu 30 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence
Dimensions à l'expédition H x L x P
(mm)

C1T
700 x 500 x 500

Code douanier

94032080

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
C1T	80 x 430 x 390		0		0	0	8.00