

C2T



Caillebotis pour armoires 762T ou 792T (copie)

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Résistance au feu 30 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence
Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)

C2T
1000 x 500 x 500

Code douanier

94032080

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
C2T	80 x 940 x 390		0		0	0	8.00