

C235-900



## Caillebotis pour bac de rétention B235-900

### CONFORMITÉ

### AVANTAGES

- Résistance au feu 30 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence  
Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)

**C235-900**  
**1000 x 500 x 500**

Code douanier

**94032080**

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
C235-900	90 x 755 x 400		0		0	0	8.00