

T148



Tiroir/bac coulissant pour armoires anti-feu 1 porte ou multirisques

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Résistance au feu 30 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence
Construction de l'armoire

T148
Acier 15/10ème

Code douanier

94032080

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
T148	80 x 420 x 380		0		0	0	6.00