

T235-900



## Tiroir coulissant pour armoires 60 & 90 minutes 2 portes L 900

### CONFORMITÉ

### AVANTAGES

- Résistance au feu 30 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence  
Dimensions à l'expédition H x L x P  
(mm)

**T235-900**  
**700 x 500 x 500**

Code douanier

**94032080**

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
T235-900	80 x 695 x 380		0		0	0	12.00