

ESAMS1



CNPP



Etagère pour AMS100 ou AMS100SE

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Equipement de rétention
- Testées par le CNPP
- Stockage de produits inflammables



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence

ESAMS1

Code douanier

94032080

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| ESAMS1 | 30 x 780 x 370 | | 0 | | 0 | 50 | 4.00 |