

ESAMS1



CNPP



## Etagère pour AMS100 ou AMS100SE

### CONFORMITÉ

### AVANTAGES

- Equipement de rétention
- Testées par le CNPP
- Stockage de produits inflammables



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence

ESAMS1

Code douanier

94032080

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
ESAMS1	30 x 780 x 370		0		0	50	4.00