



## Etagère pour AMS200 ou AMS200SE

### CONFORMITÉ

### AVANTAGES

- Equipement de rétention
- Testées par le CNPP
- Stockage de produits inflammables



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	ESAMS2			Code douanier	94032080		
Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
ESAMS2	30 x 980 x 370		0		0	75	5.00