

GL03



ISO
1182



Bac de rétention en acier pour série 3

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Fermeture à clef en 2 points
- Conforme à la norme NF EN ISO 1182
- Stockage de produits inflammables et toxiques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	GL03			Code douanier	94032080		
Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
GL03	100 x 954 x 260		0		0	0	4.00