



## Bac de rétention en acier pour série 3

### CONFORMITÉ

### AVANTAGES

- Fermeture à clef en 2 points
- Conforme à la norme NF EN ISO 1182
- Stockage de produits inflammables et toxiques



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Référence |                                       | GL06                                  |                          | Code douanier       |            | 94032080          |            |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
| GL06      | 100 x 954 x 545                       |                                       | 0                        |                     | 0          | 0                 | 6.00       |