



## Bac de rétention en acier pour série 3

### CONFORMITÉ

### AVANTAGES

- Fermeture à clef en 2 points
- Conforme à la norme NF EN ISO 1182
- Stockage de produits inflammables et toxiques



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	GL06			Code douanier	94032080		
Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
GL06	100 x 954 x 545		0		0	0	6.00