

GL04



Bac de rétention en acier pour série 3

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Fermeture à clef en 2 points
- Conforme à la norme NF EN ISO 1182
- Stockage de produits inflammables et toxiques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence

GL04

Code douanier

94032080

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
GL04	100 x 954 x 399		0		0	0	5.00