




## Etagère de rétention pour série 3

### CONFORMITÉ

### AVANTAGES

- Fermeture à clef en 2 points
- Conforme à la norme NF EN ISO 1182
- Stockage de produits inflammables et toxiques



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence

**G03**

Code douanier

**94032080**

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
G03	25 x 954 x 240		0		0	75	3.00