



Etagère de rétention pour série 3

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Fermeture à clef en 2 points
- Conforme à la norme NF EN ISO 1182
- Stockage de produits inflammables et toxiques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence		G06		Code douanier		94032080	
Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
G06	25 x 954 x 550		0		0	75	5.00