

S2006+LiX5



# Armoire de sécurité batteries lithium Haute 2 portes + VIG290 + 5 E06Li

## CONFORMITÉ

## AVANTAGES

- Stockage de produits inflammables
- Stockage de batteries lithium-ion

### MAIS AUSSI...

- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture à clef
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Réduction des risques d'incendie et d'explosion



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                    |                   |               |                         |
|--------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| Référence          | <b>S2006+LiX5</b> | Charnières    | <b>gauche et droite</b> |
| Nombre de porte(s) | <b>2</b>          | Code douanier | <b>94032080</b>         |
| Type de porte(s)   | <b>battantes</b>  |               |                         |

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Bac de rétention en acier pour série 3 (Réf : GL06)
- Rack de 8 prises électriques pour rechargement des batteries (Réf : PRISELI)
- Percement pour passage de câble avec passage câble anti-feu (Réf : PEXTBALI)
- Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur magnétothermique coupe-circuit (Réf : PRISELICC)
- étagère perforée (Réf : E06Li)
- Rack de 8 prises électriques type F (Allemagne) (Réf : PRISELIF)
- Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) (Réf : PRISELICH)
- Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) (Réf : PRISELIUK)

| Référence  | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| S2006+LiX5 | 2095 x 1000 x 6000                    | 1945 x 950 x 550                      | 0                        |                     | 5          | 0                 | 179.00     |