

# Valise de transport 1 compartiment

## CONFORMITÉ

UN, ATA 300, STANAG 4280, ADR

## AVANTAGES

- Agréé UN pour le transport
- ATA 300 certifié
- STANAG certifié
- ADR certifié

### MAIS AUSSI...

- Gravure laser du numéro d'agrément visible facilement
- Valise réutilisable
- Aucun emballage individuel nécessaire
- Valise empilable et robuste
- Possibilité d'ajouter un cadenas
- Matériau d'isolation pour le transport des batteries lithium inclus



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence  
Conformité

**VT1LI**  
**UN, ATA 300, STANAG 4280, ADR**

Nombre de porte(s)  
Usage

**1**  
**Batteries lithium-ion**

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
VT1LI	150 x 510 x 420	130 x 475 x 350	0		0	0	4.00