

## Valise de transport 2 compartiments

### CONFORMITÉ

UN, ATA 300, STANAG 4280, ADR

### AVANTAGES

- Agréé UN pour le transport
- ATA 300 certifié
- STANAG certifié
- ADR certifié

### MAIS AUSSI...

- Aucun emballage individuel nécessaire
- Gravure laser du numéro d'agrément visible facilement
- Matériau d'isolation pour le transport des batteries lithium inclus
- Possibilité d'ajouter des roulettes pour un déplacement aisé de l'armoire
- Valise empilable et robuste
- Valise réutilisable



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence  
Conformité

**VT2LI**  
**UN, ATA 300, STANAG 4280, ADR**

Nombre de porte(s)  
Usage

**1**  
**Batteries lithium-ion**

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
VT2LI	150 x 510 x 420	130 x 475 x 350	0		0	0	4.00