





Bac de rétention pour armoires série 16

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- · Conforme Code de la Santé Publique
- · Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence ESE307 Code douanier 94032080 Dimensions extérieures H x L x P (mm) Dimensions intérieures H x L x P (mm) Capacité de stockage (L) Charge admissible Poids (kg) ESE307 50 x 918 x 443 0 0 80 10.00

