

Armoire sous-paillasse 2 portes pour bases et toxiques - 2 compartiments

CONFORMITÉ

ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE

AVANTAGES

- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Conçu pour sous-paillasse
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

MAIS AUSSI...

- Possibilité de raccorder les différents modèles entre eux
- Spécialement conçue pour se positionner sous les paillasses
- Economique en termes d'espace
- Fermeture à clef



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---------------------------|---|--|---|
| Référence | BT60 | Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | 870 x 1200 x 800 |
| Conformité | ISO 3864, NF X08.003, directive européenne 92/58/CEE | Ventilation | Orifices de ventilation haut et bas à l'arrière de l'armoire |
| Construction de l'armoire | acier 15/10e double paroi | Diamètre de ventilation (mm) | 50 |
| Couleur des portes | blanche RAL 9010 | Nombre de compartiment(s) | 2 |
| Nombre de porte(s) | 2 | Bac(s) de rétention | 2 |
| Type de porte(s) | battantes | Usage | Corrosifs : Stockage de produits peu agressifs |
| Charnières | gauches | Code douanier | 94032080 |
| Fermeture de(s) porte(s) | automatique | | |

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques et corrosives (Réf : CDF-ACORG)
- Caisson de filtration en PVC cellulaire avec filtre pour vapeurs organiques et corrosives (Réf :)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| BT60 | 670 x 1100 x 500 | (2x) 650 x 530 x 470 | 60 | 2 | 2 | 50 | 60.00 |