



Armoire de sécurité destinée au stockage de produits toxiques

CONFORMITÉ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

AVANTAGES

- Conforme Code de la Santé Publique
- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Stockage de produits toxiques et irritants

MAIS AUSSI...

- Importante capacité de stockage
- Double portes battantes à fermeture en 3 points et verrouillage à clef
- Conforme aux articles R. 5132-66 et R. 5132-68 du Code de la Santé Publique
- Pictogrammes normalisés fournis
- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	MF4SV	Fermeture de(s) porte(s)	manuelle
Conformité	Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique	Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	2175 x 1200 x 800
Construction de l'armoire	acier 10/10e	Ventilation	Orifice de ventilation en partie haute
Couleur des portes	blanche RAL 9010	Nombre de compartiment(s)	1
Nombre de porte(s)	2	Bac(s) de rétention	1
Type de porte(s)	battantes	Code douanier	94032080
Charnières	droite et gauche		

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques et corrosives (Réf : CDF-ACORG)
- Caisson de filtration en PVC cellulaire avec filtre pour vapeurs organiques et corrosives (Réf :)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

OPTIONS

- Etagère de rétention pour armoires MF4 - MF4SV (Réf : ESMF4)
- Coffre à poison avec capacité de stockage de 12L (Réf : MF1)
- Coffre à poison avec capacité de stockage de 19L (Réf : MF2)
- Sur-étagère en PVC pour armoires MF4 - MF4SV (Réf : SPMF4)
- Tiroir coulissant pour armoires MF4 - MF4SV (Réf : TCMF4)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
MF4SV	1975 x 1000 x 500	1920 x 980 x 480	250	1	3	50	100.00