



Armoire de sécurité destinée au stockage de produits toxiques

CONFORMITÉ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

AVANTAGES

- Conforme Code de la Santé Publique
- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Stockage de produits toxiques et irritants

MAIS AUSSI...

- Importante capacité de stockage
- Double portes battantes à fermeture en 3 points et verrouillage à clef
- Conforme aux articles R. 5132-66 et R. 5132-68 du Code de la Santé Publique
- Pictogrammes normalisés fournis
- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---------------------------|--|--|---|
| Référence | MF4SV | Fermeture de(s) porte(s) | manuelle |
| Conformité | Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique | Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | 2175 x 1200 x 800 |
| Construction de l'armoire | acier 10/10e | Ventilation | Orifice de ventilation en partie haute |
| Couleur des portes | blanche RAL 9010 | Nombre de compartiment(s) | 1 |
| Nombre de porte(s) | 2 | Bac(s) de rétention | 1 |
| Type de porte(s) | battantes | Code douanier | 94032080 |
| Charnières | droite et gauche | | |

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

OPTIONS

- Etagère de rétention pour armoires MF4 - MF4SV (Réf : ESMF4)
- Coffre à poison avec capacité de stockage de 12L (Réf : MF1)
- Coffre à poison avec capacité de stockage de 19L (Réf : MF2)
- Sur-étagère en PVC pour armoires MF4 - MF4SV (Réf : SPMF4)
- Tiroir coulissant pour armoires MF4 - MF4SV (Réf : TCMF4)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| MF4SV | 1975 x 1000 x 500 | 1920 x 980 x 480 | 250 | 1 | 3 | 50 | 100.00 |