



# Armoire de sécurité ventilée destinée au stockage de produits toxiques

## CONFORMITÉ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

## AVANTAGES

- Conforme Code de la Santé Publique
- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Stockage de produits toxiques et irritants

## MAIS AUSSI...

- Ventilateur électrique intégré
- Importante capacité de stockage
- Conforme aux articles R. 5132-66 et R. 5132-68 du Code de la Santé Publique
- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Pictogrammes normalisés fournis
- Double portes battantes à fermeture en 3 points et verrouillage à clef



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	<b>MF4</b>	Fermeture de(s) porte(s)	<b>manuelle</b>
Conformité	<b>Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique</b>	Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	<b>2175 x 1200 x 800</b>
Construction de l'armoire	<b>acier 10/10e</b>	Ventilation	<b>Ventilateur électrique intégré Orifice de ventilation en partie haute</b>
Couleur des portes	<b>blanche RAL 9010</b>	Nombre de compartiment(s)	<b>1</b>
Nombre de porte(s)	<b>2</b>	Bac(s) de rétention	<b>1</b>
Type de porte(s)	<b>battantes</b>	Code douanier	<b>94032080</b>
Charnières	<b>droite et gauche</b>		

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de filtration en PVC cellulaire avec filtre pour vapeurs organiques et corrosives (Réf : )
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

## OPTIONS

- Etagère de rétention pour armoires MF4 - MF4SV (Réf : ESMF4)
- Coffre à poison avec capacité de stockage de 12L (Réf : MF1)
- Coffre à poison avec capacité de stockage de 19L (Réf : MF2)
- Sur-étagère en PVC pour armoires MF4 - MF4SV (Réf : SPMF4)
- Tiroir coulissant pour armoires MF4 - MF4SV (Réf : TCMF4)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
MF4	1975 x 1000 x 500	1920 x 980 x 480	250	1	3	50	100.00