







Armoire de sécurité ventilée destinée au stockage de produits toxiques

CONFORMITÉ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

AVANTAGES

- Conforme Code de la Santé Publique
- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Stockage de produits toxiques et irritants

MAIS AUSSI...

- Ventilateur électrique intégré
- Importante capacité de stockage
- Conforme aux articles R. 5132-66 et R. 5132-68 du Code de la Santé Publique
- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Pictogrammes normalisés fournis
- Double portes battantes à fermeture en 3 points et verrouillage à clef



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence Conformité

Construction de l'armoire

Couleur des portes Nombre de porte(s) Type de porte(s) Charnières MF4

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique acier 10/10e

blanche RAL 9010 2 battantes droite et gauche Fermeture de(s) porte(s)
Dimensions à l'expédition H x L x P
(mm)
Ventilation

Nombre de compartiment(s) Bac(s) de rétention Code douanier manuelle 2175 x 1200 x 800

Ventilateur électrique intégré Orifice de ventilation en partie haute

1

94032080

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

OPTIONS

- Etagère de rétention pour armoires MF4 -MF4SV (Réf : ESMF4)
- Coffre à poison avec capacité de stockage de 12L (Réf: MF1)
- Coffre à poison avec capacité de stockage de 19L (Réf: MF2)
- Sur-étagère en PVC pour armoires MF4 -MF4SV (Réf : SPMF4)
- Tiroir coulissant pour armoires MF4 - MF4SV (Réf : TCMF4)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---|---|-----------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| MF4 | 1975 x 1000 x 500 | 1920 x 980 x 480 | 250 | 1 | 3 | 50 | 100.00 |

