



# Coffre à poison avec capacité de stockage de 19L

## CONFORMITÉ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

## AVANTAGES

- Conforme Code de la Santé Publique
- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Stockage de produits toxiques et irritants

### MAIS AUSSI...

- Conforme aux articles R. 5132-66 et R. 5132-68 du Code de la Santé Publique
- Possibilité de fixation murale
- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Pictogrammes normalisés fournis



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	<b>MF2</b>	Charnières	<b>droite</b>
Conformité	<b>Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique</b>	Fermeture de(s) porte(s)	<b>manuelle</b>
Construction de l'armoire	<b>acier 10/10e</b>	Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	<b>780 x 600 x 800</b>
Couleur des portes	<b>blanche RAL 9010</b>	Nombre de compartiment(s)	<b>1</b>
Nombre de porte(s)	<b>1</b>	Code douanier	<b>94032080</b>
Type de porte(s)	<b>battantes</b>		

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
MF2	580 x 470 x 205	570 x 460 x 170	19		4	10	15.00