



Etagère de rétention pour armoires MF4 - MF4SV

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Conforme Code de la Santé Publique
- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Stockage de produits toxiques et irritants



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence

ESMF4

Code douanier

94032080

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
ESMF4	31 x 959 x 440	30 x 956 x 437	0		0	50	4.00