



## Tiroir coulissant pour armoires MF4 - MF4SV

### CONFORMITÉ

### AVANTAGES

- Conforme Code de la Santé Publique
- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Stockage de produits toxiques et irritants



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	TCMF4			Code douanier	94032080		
Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
TCMF4	100 x 858 x 435	98 x 850 x 413	0		0	0	7.00