

## Armoire de sécurité - Haute 1 porte

### CONFORMITÉ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

### AVANTAGES

- Fabrication Française
- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

### MAIS AUSSI...

- Conforme aux articles R. 5132-66 et R. 5132-68 du Code de la Santé Publique
- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- Fermeture à clef



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |   |                              |   |
|--|---|------------------------------|---|
| Référence                                | AS  | Ventilation                  | Entrée d'air avec grille au bas des portes<br>Sortie d'air en partie haute<br>100 |
| Conformité                               | Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique | Diamètre de ventilation (mm) | 1   |
| Construction de l'armoire                | acier 10/10e  | Nombre de compartiment(s)    | Option  |
| Couleur des portes                       | blanche RAL 9010  | Sur-étagère(s) en PVC        | 1   |
| Nombre de porte(s)                       | 1   | Bac(s) de rétention          | Option  |
| Type de porte(s)                         | battantes   | Bac(s) de rétention en PVC   | Corrosifs : Stockage de produits peu agressifs                                    |
| Charnières                               | droite  | Usage                        | 94032080  |
| Fermeture de(s) porte(s)                 | manuelle  | Code douanier                |   |
| Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | 2025 x 1200 x 800   |                              |   |

### ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de filtration en PVC cellulaire avec filtre pour vapeurs organiques et corrosives (Réf : )
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

### OPTIONS

- Etagère de rétention supplémentaire pour série 14 (Réf : EE1)
- Bac de rétention en PVC (Réf : SBPVC)
- Étagère en PVC (Réf : SEPVC)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| AS        | 1825 x 560 x 545                      | 1800 x 550 x 475                      | 150                      | 1                   | 3          | 50                | 55.00      |