

# Armoire de sécurité haute à porte coulissante

## CONFORMITÉ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

## AVANTAGES

- Fabrication Française
- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

### MAIS AUSSI...

- Conforme aux articles R. 5132-66 et R. 5132-68 du Code de la Santé Publique
- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- Fermeture à clef



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
| Référence                                | <b>A1T</b>   | Ventilation                  | <b>Entrée d'air avec grille au bas des portes</b><br><b>Sortie d'air en partie haute 100</b> |
| Conformité                               | <b>Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique</b> | Diamètre de ventilation (mm) | <b>1</b>   |
| Construction de l'armoire                | <b>acier 10/10e</b>  | Nombre de compartiment(s)    | <b>Option</b>  |
| Couleur des portes                       | <b>blanche RAL 9010</b>  | Sur-étagère(s) en PVC        | <b>Option</b>  |
| Nombre de porte(s)                       | <b>1</b>   | Bac(s) de rétention en PVC   | <b>Corrosifs : Stockage de produits peu agressifs</b>  |
| Type de porte(s)                         | <b>coulissante</b>   | Usage                        | <b>94032080</b>  |
| Fermeture de(s) porte(s)                 | <b>manuelle</b>  | Code douanier                |  |
| Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | <b>2025 x 1200 x 800</b>   |                              |  |

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques (Réf : cdfa)
- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques et corrosives (Réf : CDF-ACORG)
- Caisson de filtration en PVC cellulaire avec filtre pour vapeurs organiques et corrosives (Réf : )
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

## OPTIONS

- Etagère de rétention pour armoires à portes coulissantes série 14 (Réf : ES1T)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| A1T       | 1825 x 560 x 545                      | 1800 x 550 x 475                      | 120                      |                     | 4          | 50                | 80.00      |