

Etagère de rétention pour armoires à portes coulissantes série 14

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Fabrication Française
- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence
Dimensions à l'expédition H x L x P
(mm)

ES1T
700 x 500 x 500

Code douanier

94032080

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
ES1T	30 x 420 x 450		0		0	50	4.00