


## Etagère de rétention supplémentaire pour série 14

### CONFORMITÉ

### AVANTAGES

- Fabrication Française
- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence  
Dimensions à l'expédition H x L x P  
(mm)

**EE1**  
**700 x 500 x 500**

Code douanier

**94032080**

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
EE1	22 x 550 x 465		0		0	50	5.00