

SEALT305

Surbac PVC de rétention pour tiroir 2 portes

CONFORMITÉ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence
Conformité

SEALT305
Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code
de la santé publique
acier 8/10e

Type de porte(s)
Fermeture de(s) porte(s)

battantes
manuelle

Construction de l'armoire

Ventilation

Orifices de ventilation haut et bas
en parties latérales

Couleur des portes

grise RAL 7035

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
SEALT305			0		0	0	1.00