



Armoire de sécurité comptoir 2 portes bleues

CONFORMITÉ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

AVANTAGES

- Conforme Code de la Santé Publique
- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

MAIS AUSSI...

- Conforme aux articles R. 5132-66 et R. 5132-68 du Code de la Santé Publique
- Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité
- Fermeture à clef en 3 points
- Permet le stockage de vos produits dangereux en toute sécurité
- Pictogrammes normalisés fournis
- Solution économique pour le stockage de vos produits dangereux
- Plan de travail recouvert par un tapis en caoutchouc



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---------------------------|--|--|---|
| Référence | AZ110B | Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | 1200 x 1200 x 800 |
| Conformité | Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique | Ventilation | Orifices de ventilation haut et bas sur les portes |
| Construction de l'armoire | acier monobloc | Nombre de compartiment(s) | 1 |
| Couleur des portes | bleues RAL 5010 | Bac(s) de rétention | 1 |
| Nombre de porte(s) | 2 | Bac(s) de rétention en PVC | Option |
| Type de porte(s) | battantes | Caillebotis | Option |
| Charnières | droite et gauche | Usage | Corrosifs : Stockage de produits peu agressifs |
| Fermeture de(s) porte(s) | manuelle | Code douanier | 94032080 |

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Percement d'armoire de la série 14.E pour prévoir un raccordement (Réf : AZVENT)
- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques et corrosives (Réf : CDF-ACORG)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

OPTIONS

- Caillebotis pour bac de rétention - pour armoires 2 portes (Réf : CE300)
- Bac de rétention pour armoires série 14.E (Réf : ESE300)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| AZ110B | 1000 x 930 x 500 | 890 x 925 x 453 | 155 | 1 | 1 | 80 | 43.00 |