

ESAL155

## Bac de rétention pour armoire 1 porte

### CONFORMITÉ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence  
Conformité

**ESAL155**  
**Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code**  
**de la santé publique**  
**acier 8/10e**

Type de porte(s)  
Fermeture de(s) porte(s)

**battantes**  
**manuelle**

Construction de l'armoire

**acier 8/10e**

Ventilation

**Orifices de ventilation haut et bas**  
**en parties latérales**

Couleur des portes

**grise RAL 7035**

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
ESAL155	65 x 480 x 375		0		0	0	1.00