

ESAL305

## Bac de rétention pour armoire 2 portes

### CONFORMITÉ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	<b>ESAL305</b>	Type de porte(s)	<b>battantes</b>
Conformité	<b>Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique</b>	Fermeture de(s) porte(s)	<b>manuelle</b>
Construction de l'armoire	<b>acier 8/10e</b>	Ventilation	<b>Orifices de ventilation haut et bas en parties latérales</b>
Couleur des portes	<b>grise RAL 7035</b>		

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
ESAL305	65 x 900 x 375		0		0	0	1.00