

CAL155

Caillebotis pour armoire 1 porte

CONFORMITÉ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence
Conformité

CAL155
Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code
de la santé publique

Type de porte(s)
Fermeture de(s) porte(s)

battantes
manuelle

Construction de l'armoire

acier 8/10e

Ventilation

Orifices de ventilation haut et bas
en parties latérales

Couleur des portes

grise RAL 7035

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
CAL155			0		0	0	1.00