

AS5DD



Armoire à pharmacie - Haute 2 portes

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Fermeture à clef
- Stockage de produits pharmaceutiques
- Stockage d'équipement de premiers secours

MAIS AUSSI...

- Signalisation par symbole normalisé "premiers secours"



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	AS5DD	Fermeture de(s) porte(s)	manuelle
Construction de l'armoire	acier 10/10e	Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	2025 x 1200 x 800
Couleur des portes	blanche RAL 9010	Ventilation	Entrée d'air avec grille au bas des portes Sortie d'air en partie haute
Nombre de porte(s)	2	Diamètre de ventilation (mm)	100
Type de porte(s)	battantes	Nombre de compartiment(s)	1
Charnières	droite et gauche	Code douanier	94032080

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Débit du laveur d'yeux (L/mn)	Débit de la douche (L/mn)	Poids (kg)
AS5DD	1825 x 1100 x 545	1795 x 1095 x 480	0	0	155.00