

AS5DD



## Armoire à pharmacie - Haute 2 portes

### CONFORMITÉ

### AVANTAGES

- Fermeture à clef
- Stockage de produits pharmaceutiques
- Stockage d'équipement de premiers secours

### MAIS AUSSI...

- Signalisation par symbole normalisé "premiers secours"



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	<b>AS5DD</b>	Fermeture de(s) porte(s)	<b>manuelle</b>
Construction de l'armoire	<b>acier 10/10e</b>	Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	<b>2025 x 1200 x 800</b>
Couleur des portes	<b>blanche RAL 9010</b>	Ventilation	<b>Entrée d'air avec grille au bas des portes</b> <b>Sortie d'air en partie haute</b>
Nombre de porte(s)	<b>2</b>	Diamètre de ventilation (mm)	<b>100</b>
Type de porte(s)	<b>battantes</b>	Nombre de compartiment(s)	<b>1</b>
Charnières	<b>droite et gauche</b>	Code douanier	<b>94032080</b>

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Débit du laveur d'yeux (L/mn)	Débit de la douche (L/mn)	Poids (kg)
AS5DD	1825 x 1100 x 545	1795 x 1095 x 480	0	0	155.00