

MF15



Armoire murale à pharmacie - 2 tablettes

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Fermeture à clef
- Stockage de produits pharmaceutiques
- Stockage d'équipement de premiers secours



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	MF15	Charnières	droite
Construction de l'armoire	acier 10/10e	Fermeture de(s) porte(s)	manuelle
Couleur des portes	blanche RAL 9010	Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	580 x 600 x 800
Nombre de porte(s)	1	Nombre de compartiment(s)	1
Type de porte(s)	battantes	Code douanier	94032080

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Débit du laveur d'yeux (L/mn)	Débit de la douche (L/mn)	Poids (kg)
MF15	380 x 470 x 205	370 x 460 x 170	0	0	10.00