

MF15



## Armoire murale à pharmacie - 2 tablettes

### CONFORMITÉ

### AVANTAGES

- Fermeture à clef
- Stockage de produits pharmaceutiques
- Stockage d'équipement de premiers secours



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	<b>MF15</b>	Charnières	<b>droite</b>
Construction de l'armoire	<b>acier 10/10e</b>	Fermeture de(s) porte(s)	<b>manuelle</b>
Couleur des portes	<b>blanche RAL 9010</b>	Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	<b>580 x 600 x 800</b>
Nombre de porte(s)	<b>1</b>	Nombre de compartiment(s)	<b>1</b>
Type de porte(s)	<b>battantes</b>	Code douanier	<b>94032080</b>

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Débit du laveur d'yeux (L/mn)	Débit de la douche (L/mn)	Poids (kg)
MF15	380 x 470 x 205	370 x 460 x 170	0	0	10.00