

MF25



Armoire murale à pharmacie - 4 tablettes

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Fermeture à clef
- Stockage de produits pharmaceutiques
- Stockage d'équipement de premiers secours



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence
Construction de l'armoire
Couleur des portes

MF25
acier 10/10e
blanche RAL 9010

Charnières
Fermeture de(s) porte(s)
Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)

droite
manuelle
780 x 600 x 800

Nombre de porte(s)
Type de porte(s)

1
battantes

Nombre de compartiment(s)
Code douanier

1
94032080

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Débit du laveur d'yeux (L/mn)	Débit de la douche (L/mn)	Poids (kg)
MF25	580 x 470 x 205	570 x 460 x 170	0	0	15.00