

Station murale livrée avec 1 flacon de 1 000 mL de pH neutral

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Conforme à la norme ISO 3864
- Conforme aux normes EN 15154-1 et EN 15154-2
- Premier secours en cas de projection chimique

MAIS AUSSI...

- Permet de se rincer les yeux en cas de projection chimique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence

SP1F

Code douanier

28530010

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Débit du laveur d'yeux (L/mn)	Débit de la douche (L/mn)	Poids (kg)
SP1F			0	0	1.40