

## Station murale livrée avec 1 flacon de 500 mL de solution saline et 1 flacon de 200 mL de solution pH neutral

### CONFORMITÉ

### AVANTAGES

- Conforme à la norme ISO 3864
- Conforme aux normes EN 15154-1 et EN 15154-2
- Premier secours en cas de projection chimique

### MAIS AUSSI...

- Permet de se rincer les yeux en cas de projection chimique



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence

SP2F

Code douanier

28530010

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Débit du laveur d'yeux (L/mn)	Débit de la douche (L/mn)	Poids (kg)
SP2F			0	0	1.20