

G316IS



## Jeu de 2 caches aérateur

### CONFORMITÉ

### AVANTAGES

- Conforme à la norme ISO 3864
- Conforme aux normes EN 15154-1 et EN 15154-2
- Premier secours en cas de projection chimique



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence

**G316IS**

Code douanier

**73242921**

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Débit du laveur d'yeux (L/mn)	Débit de la douche (L/mn)	Poids (kg)
G316IS			0	0	0.60