

ASC35C19



# Armoire sécurisée pour la distribution de masques et gel hydroalcoolique - 35 casiers

## CONFORMITÉ

Article R.4422-1 du Code du travail, Loi 2020-546

## AVANTAGES

- Stockage de gel hydroalcoolique
- Stockage de masques

### MAIS AUSSI...

- Possibilité de fixation murale
- Fermeture individuelle à clef
- Porte-étiquette individuel par casier
- Portes individuelles renforcées avec amortisseur de bruit à la fermeture



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence  
Conformité

**ASC35C19**  
**Article R.4422-1 du Code du travail,**  
**Loi 2020-546**

Type de porte(s)  
Charnières

**Battantes**  
**Droite**

Construction de l'armoire  
Couleur des portes  
Nombre de porte(s)

**Acier robuste et peinture époxy**  
**Bleues RAL 7035**  
**35**

Fermeture de(s) porte(s)  
Nombre de compartiment(s)

**Manuelle**  
**35**

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
ASC35C19	1100 x 1380 x 150	35x (210 x 193 x 121)	0		0	0	43.00