

ASC35C19



Armoire sécurisée pour la distribution de masques et gel hydroalcoolique - 35 casiers

CONFORMITÉ

Article R.4422-1 du Code du travail, Loi 2020-546

AVANTAGES

- Stockage de gel hydroalcoolique
- Stockage de masques

MAIS AUSSI...

- Possibilité de fixation murale
- Fermeture individuelle à clef
- Porte-étiquette individuel par casier
- Portes individuelles renforcées avec amortisseur de bruit à la fermeture



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	ASC35C19	Type de porte(s)	Battantes
Conformité	Article R.4422-1 du Code du travail, Loi 2020-546	Charnières	Droite
Construction de l'armoire	Acier robuste et peinture époxy	Fermeture de(s) porte(s)	Manuelle
Couleur des portes	Bleues RAL 7035	Nombre de compartiment(s)	35
Nombre de porte(s)	35		

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
ASC35C19	1100 x 1380 x 150	35x (210 x 193 x 121)	0		0	0	43.00