

ASC35C19



Armoire sécurisée pour la distribution de masques et gel hydroalcoolique - 35 casiers

CONFORMITÉ

Article R.4422-1 du Code du travail, Loi 2020-546

AVANTAGES

- Stockage de gel hydroalcoolique
- Stockage de masques

MAIS AUSSI...

- Possibilité de fixation murale
- Fermeture individuelle à clef
- Porte-étiquette individuel par casier
- Portes individuelles renforcées avec amortisseur de bruit à la fermeture



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence
Conformité

ASC35C19
Article R.4422-1 du Code du travail,
Loi 2020-546

Type de porte(s)
Charnières

Battantes
Droite

Construction de l'armoire
Couleur des portes
Nombre de porte(s)

Acier robuste et peinture époxy
Bleues RAL 7035
35

Fermeture de(s) porte(s)
Nombre de compartiment(s)

Manuelle
35

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
ASC35C19	1100 x 1380 x 150	35x (210 x 193 x 121)	0		0	0	43.00